



**DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD**

**S U T U R A S**

C a r a c t e r i s t i c a s

Nombre	Origen	Estructura	Propiedades de	Con aguja / Sin	Tiempo de Absorción	Cx Utilizable	Calibres	Usos frecuentes
Monocryl	Sintetico (poliglecaprone 25)	Monofilamento	Absorbible por hidrólisis	Con aguja	91 a 119 días	Cx Oral, Implantología, Periodoncia, Injertos, Cx Maxilofacial y Exodoncia.	2 A 6 / 0	Se utiliza principalmente para la aproximación y ligadura de tejidos blandos, como en el cierre de la dermis subcutánea facial. Sin embargo, no se recomienda su uso en tejidos cardiovasculares, neurológicos, microcirugía o cirugía oftálmica.